

Erläuterung / Hinweise

Quartett - Ausführung „Y“

Variante Y: getrennte motorische (2 Motor) Verstellung von Rückenlehne, Beinauflage und Aufstehhilfe

Rückenlehne ab:

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

Beinauflage auf:

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

Aufstehhilfe ab:

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

**Rückenlehne auf:**

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

Beinauflage ab:

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

Aufstehhilfe auf:

Taste drücken und gedrückt halten:
Loslassen: Stopp.

Hinweis:

Je nach Modell bzw. Variante können unterschiedliche Verstellabläufe und Höhen der Beinstütze gegeben sein. Ebenfalls kann modellbedingt eine manuell verstellbare Kopfstütze integriert sein. Mit leichtem Druck von hinten bzw. vorne auf das ober Ende der Rückenlehne können Sie die Kopfstütze in der Neigung verstellen.